

How to fit your hearing aid and mould


Department of Hearing Services

Information for Patients

Produced: September 2023

Review: September 2026

Leaflet number: 1438 Version: 1



**Health information and support is available at www.nhs.uk
or call 111 for non-emergency medical advice**

Visit www.leicestershospitals.nhs.uk for maps and information about visiting Leicester's Hospitals
To give feedback about this information sheet, contact InformationForPatients@uhl-tr.nhs.uk

Fitting your hearing aid and earmould


The following pictures show the fitting of a **left** hearing aid. Please use the opposite hand to that instructed if fitting a right hearing aid.



1. Hold the back edge of the earmould between your **left** thumb and index finger.



2. Use your **right** index finger to find the jawbone joint.



3. Take the earmould back to touch the finger on the jawbone joint.



4. Slide the earmould backwards until the meatele tip part of the earmould fits into your ear canal.



5. Twist the mould slightly backwards so that the helix part of the earmould goes under the fold of skin at top of your ear.



6. You may need to use your hand to pull down on your ear lobe to fully insert the earmould.



7. Take your thumb away and use your finger to press the earmould into your ear.



8. Check that the helix part of the earmould is under the fold of skin at the top of your ear.



9. Your earmould should now be in place.



10. Now lift the hearing aid over the top of your ear.



11. You have now successfully fitted your ear mould and hearing aid.

Avoid using a mirror to fit the hearing aid(s), as this often makes fitting more difficult. If you are not sure about the fitting or comfort of your mould, then please speak to an Audiologist.

Contact details

Department of Hearing Services

Leicester Royal Infirmary, Leicester,

LE1 5WW.

Tel: 0116 258 5120

Email: hearingservices@uhl-tr.nhs.uk

اگر آپ کو یہ معلومات کسی اور زبان میں درکار ہیں، تو براہ کرم مندرجہ ذیل نمبر پر ٹیلی فون کریں۔
على هذه المعلومات بلغةٍ أخرى، الرجاء الاتصال على رقم الهاتف الذي يظهر في الأسفل
જો તમને અસ્ય ભાષામાં આ માહિતી જોઈતી હોય, તો નીચે આપેલ નંબર પર કૃપા કરી ટેલિફોન કરો
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ।
Aby uzyskać informacje w innym języku, proszę zadzwonić pod podany niżej numer telefonu

Previous reference:

If you would like this information in another language or format such as EasyRead or Braille, please telephone 0116 250 2959 or email equality@uhl-tr.nhs.uk